

Die Zukunft ist da – die Zukunft heisst CONCEPT™

Das UniQueCONCEPT™ von arcocomed setzt neue Massstäbe. Es vereint die einzelnen Module der Spritzen- und Infusionspumpen zu einer Einheit. Diese kann in jedes PDMS (Patienten Daten Monitoring System) integriert werden. Dabei wird den Pumpen eine Intelligenz verliehen, die neuste Massstäbe setzt:

Auto Sync™

Alle Daten werden automatisch miteinander abgeglichen. Die Anwender haben den sicheren Überblick über alle Patienten-Applikationen, ohne Unterschied, ob die Pumpen an der Docking Station oder mobil zum Einsatz kommen. Der automatische Datenabgleich kann einfach dem UniQueCONCEPT™ überlassen werden.

Free Choice™

Ob die patientenspezifische Verordnung zentral, z. B. in der Apotheke, vorbereitet und mit dem Barcodeleser in die Pumpen übertragen, oder ob die gewünschte Verordnung direkt am Patientenbett eingegeben wird, ist dem Anwender überlassen. Das UniQueCONCEPT™ wird die tägliche Arbeit in jedem Fall erleichtern.

Pump Tracer™

Pumpen zeitraubend im Krankenhaus zu suchen, gehört der Vergangenheit an. Das UniQueCONCEPT™ zeigt genau, wo sich eine Pumpe derzeit befindet.

Die Medikamentenbibliothek kann einfach und bequem zentral verwaltet werden. Damit verfügen die Anwender immer über den aktuellsten Stand aller Medikamente. Ein zeitraubendes Updaten von Pumpen wird vermieden.

Als wäre dies noch nicht genug - das UniQueCONCEPT™ geht noch einen Schritt weiter. So können nebst einer herkömmlichen Medikamentenverabreichung ebenfalls weitere verwendete Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen einfach und bequem am Patientenbett papierlos eingelesen werden. Es ist selbstverständlich, dass diese Materialien oder Tätigkeiten automatisch dem entsprechenden Patienten zugeordnet werden.

Diese und weitere Innovationen machen das UniQueCONCEPT™ in jedem Fall «UniQue». Erleben Sie die Zukunft. Die Zukunft ist da – die Zukunft heisst CONCEPT™!

Tomorrow is here – the future is CONCEPT™

The UniQueCONCEPT™ from arcocomed sets higher standards and newer trends in infusion technology. In uniform manner the UniQueCONCEPT™ integrates syringes and volumetric pumps to a single module. The adaptability and versatility of the UniQue CONCEPT™ allows it to integrate seamlessly to any PDMS (Patient Data Management System). With this inherent capability the UniQueCONCEPT™ offers all the necessary intelligence to infusion devices, enabling to higher standards never envisaged before.

Auto Sync™

All the data from infusion devices is automatically synchronized. This allows the end-user the overview of patient infusion data irrespective if the device is docked to a bedside module or mobile in use. All the data is automatically captured and synchronized with the UniQueCONCEPT™.

Free Choice™

The UniQueCONCEPT™ gives the end-user the option to prepare a medication in a pharmacy and pre-set that infusion device via a bar code or the end-user sets up the infusion device directly at bedside. This truly gives the end-user the free choice.

Pump Tracer™

No more wastage of time searching for pumps in a hospital. The UniQueCONCEPT™ tracks the location of the infusion device anywhere in the hospital.

The drug library can be easily updated in a central unit. Any infusion device can access automatically the most current drug library from the pharmacy. Updating drug libraries in infusion devices will now be a thing of the past.

The UniQueCONCEPT™ does not stop here, also it considers the importance of the accountability of consumables. Now you are able to monitor the usage of every consumable and treatment associated for a particular patient.

These ingenious functions incorporated in the UniQueCONCEPT™ truly makes the system "UniQue". Let us invite you to experience the future. Tomorrow is here – the future is CONCEPT™!